

CHARIOT À MÉDICAMENTS KÉO®

CHARIOTS ET ACCESSOIRES KEO®



réf. KEO® 104
capacité 12 plateaux plumiers

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- la conception « haute qualité » du chariot keo lui assure robustesse et fiabilité.
- les 4 montants profilés aluminium sont le fruit d'un design novateur et permettent la fixation des accessoires. Facilement nettoyable, il résiste aux UV et aux désinfectants.
- les profils latéraux en plastique permettent une grande modularité et peuvent accueillir la plupart des modules au standard 600 x 400.
- la poignée réglable en hauteur et l'ouverture pratique par rideau remplissent toutes les exigences en matière d'ergonomie.

désignation	référence	code sans tablette	code avec tablette	dimensions en mm
Plan de travail métallique	KEO® 898 M	54401	54405	634x485xH8980
Plan de travail ABS	KEO® 898 A	54402	54406	634x485xH9700
Plan de travail métallique	KEO® 104 M	54421	54425	634x485xH1040
Plan de travail ABS	KEO® 104 A	54422	54426	634x485xH1120
Plan de travail métallique	KEO® 117 M	54411	54415	634x485xH1170
Plan de travail ABS	KEO® 117 A	54412	54416	634x485xH1250

NOUVEAU KEO® POUR SÉCURISATION INFORMATIQUE



ref. KEO PC - code 54450
option sécurisation informatique



réf. KEO® 117
capacité 14 plateaux plumiers



tablette télescopique

réf. TAB-T2
code cf. tableau ci-contre



support bacs basculants

réf. S-BASC
code 54436



rail standard

réf. RAIL-A
code 54443



**collecteur à déchets
ouverture genou**

réf. COLD-PM
code 54433



porte-documents

réf. S-DOC
code 54444
dim. 300 x 243 mm



porte-gobelets

réf. PORT-G
code 54448
dim. 295 x 170 x 120 mm



porte-bouteille

réf. PORT-B
code 54449
Ø 95 mm



collecteur aiguilles

réf. COL-A
code 54445



support sac poubelle

réf. S-SAC
code 54435

■ QUELQUES EXEMPLES...

La modularité du chariot KEO® permet de nombreuses combinaisons, notamment la distribution des médicaments de façon globale ou nominative à l'aide des **multiroir M5500**.

