

PILULIERS 600 X 400

PILULIER "PLUMIER" 600 X 400

- assure une hygiène maximale
- séparateurs réglables et amovibles
- matière incassable
- lavable au lave-vaisselle
- large place pour l'étiquette
- grande capacité, même les sachets

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- dimensions : 340x60x34 mm
- contient 1 fond, 1 couvercle coulissant
- 3 séparateurs et étiquettes « matin, midi, soir, nuit »



réf. PILULIER PLUMIER
code 25210 (bleu)
code 25211 (vert)



réf. PLATEAU PLUMIER
code 25200 (bleu)
code 25201 (vert)

Le système plateau plumier « multTiroir » permet tous les modes de distribution de médicaments. Compatible avec le standard 600 x 400, il s'adapte dans le plupart des chariots et des modules de stockage 600 x 400. Le plateau est parfaitement lisse, assurant une hygiène maximale, mais aussi un entretien facile. Le plateau se transporte aisément et peut être incliné à 45°C, sans risque de renverser les piluliers.



gobelets 30 ml gradués avec couvercle

réf. G30-C
code 25251x



Étiquettes « patients » disponible en 7 coloris pour un repérage facile. Planche A4 de 24 étiquettes imprimables.
Réf. ETIQ PLUMI
code 25245



grille alvéolée thermoformée,

Capacité 8 gobelets.
Se positionne dans le plateau à la place d'un pilulier plumier.

réf. GR8
code 25260



boîtes avec couvercle pour piluliers plumier

dimensions intérieures : 60 x 50 x 25 mm
réf. V3-22
code 41121

multTiroir
médical

10, route de Brie-Comte-Robert - 94520 Périgny-sur-Yerres
Tél. 01 45 10 15 20 - fax. 01 45 10 15 95 - email. medical@multitiroir.com