

ARMOIRES VITRINES

- armoires médicales en tôle d'acier 8/10^{ème}
- étagères en verre épaisseur 4 mm, réglables en hauteur par pas de 25 mm
- finitions : peinture époxy
- coloris : corps blanc



réf. 54303

Armoire médicale à portes coulissantes vitrées

- avec 2 portes coulissantes vitrées
- équipement intérieur : 2 étagères en verre épaisseur 4 mm, réglables en hauteur
- finition : peinture époxy
- coloris : blanc



réf. 54302

Armoire médicale 2 portes battantes vitrées

- avec 2 portes battantes vitrées, fermeture 2 points
- équipement intérieur : 4 étagères en verre épaisseur 4 mm, réglables en hauteur
- possibilité : roulettes sur demande
- finition : peinture époxy
- coloris : blanc



réf. 54301

Armoire médicale 1 porte battante vitrée

- avec 1 porte battante vitrée, fermeture 2 points
- équipement intérieur : 4 étagères en verre épaisseur 4 mm, réglables en hauteur
- finition : peinture époxy
- coloris : blanc

référence	nombre de tablettes	poids	dimensions
54303	2	≈ 17 kg	H. 500 x l 800 x P. 250
54301	4	≈ 72 kg	H. 1800 x l 600 x P. 410
54302	4	≈ 88 kg	H. 1800 x l 800 x P. 410