

mdose



SOLUTIONS DE PDA  
**EN EHPAD  
ET AU DOMICILE**


# PILULIER HEB'DOSE DUO

LA SOLUTION ORIGINELLE

Une solution commercialisée depuis plus de 10 ans et qui a fait ses preuves auprès de l'utilisateur professionnel ou personnel, en EHPAD ou au domicile.

## PDA HEB'DOSE DUO

- Pilulier hebdomadaire au format A3 comprenant 28 alvéoles doubles, détachables à la journée et par moment de prise.
- Une alvéole d'exception pour gérer facilement les prises spéciales, les rajouts de traitement ou les broyables / non broyables.
- Une ouverture en deux temps pour respecter les recommandations.
- Une parfaite intégration dans l'environnement EHPAD ou au domicile grâce à un système de distribution adaptée.



## LES + PRODUITS COMMUNS À L'ENSEMBLE DE LA GAMME

4 couleurs pré - imprimées différentes pour 4 temps de prise




DUO



MULTI



XL



SOLO

Liste de tous les médicaments à prendre avec commentaires

Zone d'identification du patient, du temps de prise et de la date

Rappel du hors pilulier (rouge) et du si besoin (vert)

Alvéole facilement détachable et transportable

# PDA HEB'DOSE

## DES SOLUTIONS ADAPTÉES POUR L'EHPAD ET LE DOMICILE

### LOGICIEL SECUR'DOSE ©

#### POUR TRACER ET SÉCURISER LE CIRCUIT DU MÉDICAMENT DE LA PRÉPARATION À L'ADMINISTRATION AU PATIENT

##### PLUS DE SÉCURITÉ

Sécur'Dose® assiste et guide pas à pas la préparation pour un remplissage méthodique, sans erreur et qui respecte les bonnes pratiques de préparation du médicament.

##### PLUS D'EFFICACITÉ

Un seul et même outil, une même logique d'utilisation, des interfaces avec des logiciels métiers pour récupérer les ordonnances et ainsi libérer du temps pour la vente au comptoir.

##### PLUS DE TRAÇABILITÉ

Qui, quand, comment, quel numéro de lot, quel dosage...des questions qui trouvent leurs réponses grâce aux informations collectées et transmises à l'utilisateur final.

##### PLUS D'OBSERVANCE

Les informations, indispensables pour faciliter l'administration, le suivi et la compréhension du traitement, sont clairement indiquées sur le pilulier préparé.

## PILULIER HEB'DOSE

### DES SUPPORTS ERGONOMIQUES ACCESSIBLES ET COMPREHENSIBLES PAR TOUS

Ces piluliers à usage unique sont éco-conçus, garants des normes d'hygiène et de sécurité.

En APET contact alimentaire, ils sont composés de matière vierge, en contact avec le médicament, et de matière régénérée.

Produits en France et en salle blanche, ils sont recyclables.

#### ILS ONT ÉTÉ PENSÉS POUR FACILITER :

##### L'OUVERTURE



##### LA TRANSMISSION



##### LA PRISE DU MÉDICAMENT




# LES NOUVEAUX PILULIERS DE LA GAMME

PILOTÉS PAR LE LOGICIEL DE PDA SÉCUR'DOSE

Pour s'adapter aux attentes et contraintes de l'utilisateur final.


## PDA HEB'DOSE SOLO<sup>®</sup>

- Pilulier hebdomadaire au format A4 comprenant 28 alvéoles simples, détachables à la journée et par moment de prise.
- Une capacité différente des temps de prise, adaptée au nombre moyen de médicaments prescrits usuellement.
- Idéal pour les établissements gérants des patients avec un traitement léger ou pour les patients comptoirs.
- Solution économique.




## PDA HEB'DOSE MULTI<sup>®</sup>

- Pilulier hebdomadaire au format A3 comprenant 28 alvéoles multiples, détachables à la journée et par moment de prise.
- Un nombre de cases différent par temps de prise pour optimiser la capacité du pilulier et éviter le gaspillage.
- Une opération de scellage effectuée avec une seule étiquette reprenant les informations indispensables.
- Idéal pour les établissements qui souhaitent séparer les médicaments entre eux.



## PDA HEB'DOSE XL<sup>®</sup>

- Pilulier hebdomadaire au format A3 comprenant 28 alvéoles XL, détachables à la journée et par moment de prise.
- 4 grandes cases de contenance différente, adaptées au nombre de médicaments communément prescrits par temps de prise.
- Une opération de scellage qui s'effectue en une fois.
- Parfaite intégration dans nos solutions de distribution en EHPAD.
- Pour les établissements qui souhaitent conserver le conditionnement primaire.



FABRIQUÉ EN FRANCE

# LES SOLUTIONS DE DISTRIBUTION

EN EHPAD

Pour répondre aux exigences de sécurité et de traçabilité, afin de limiter les erreurs d'administrations et faciliter le suivi.

## LES PLUMIERS POUR LA DISTRIBUTION EN EHPAD

### POUR UNE PRÉPARATION JOURNALIÈRE DANS UN CHARIOT



## LA SOLUTION EN CLASSEUR

### POUR UN STOCKAGE À LA SEMAINE ET UNE DISTRIBUTION JOURNALIÈRE

- Un scénario optimisé avec 15 PDA nominatives hebdomadaires par classeur
- Une prédécoupe qui facilite le prélèvement de chaque temps de prise et évite une manipulation excessive du blister
- Une solution de stockage du hors pilulier dans des paniers 600x400.



## LA MBOX® POUR LE DOMICILE

### LE TRAITEMENT DE LA SEMAINE PRÊT À L'EMPLOI

- Une seule boîte pour l'ensemble du traitement de la semaine.
- Une synthèse des traitements avec des informations claires et précises.
- Des conseils de prises.
- Un rappel des effets recherchés pour chaque spécialité.
- Compatible PDA HEB'DOSE DUO et MULTI



# AUTOMATE DE REMPLISSAGE DES PILULIERS

LA SOLUTION COMPACTE POUR FAIRE ÉVOLUER VOTRE PDA

Pour les pharmaciens qui souhaitent trouver une réponse automatisée à la montée en charge de leur production de piluliers.

## AUTOMATE DE PDA



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Compatibilité parfaite avec le pilulier Heb'Dose Duo, Solo et XL.
- Réduction du temps de production.
- Optimisation des cycles de remplissage.
- Interfaçage avec les LGO et logiciels EHPAD.
- Traçabilité 100%.
- Intégration aisée grâce à un encombrement à minima (dim. 80 x P52 x H44 cm).
- Des solutions de financement adaptées.



**CATALOGUE COMPLET**  
SUR SIMPLE DEMANDE  
OU EN TÉLÉCHARGEMENT  
SUR NOTRE SITE

Retrouvez-nous sur :



[www.mdose.fr](http://www.mdose.fr)

01 45 10 77 90

**TOUTES NOS VIDÉOS SUR**

[www.mdose-pda.fr](http://www.mdose-pda.fr)

10 route de Brie-Comte-Robert - 94520 Périgny-sur-Yerres  
Tél. 01 45 10 77 90 - Fax : 01 45 10 15 95  
E-mail : [info@mdose.fr](mailto:info@mdose.fr)